

## PRÉSENTATION DES PROGRAMMES IPRESS

	Famille de pathologie	Pathologie	Sous étape	Nom du programme	N°pgm	Tps/Pression	iPress 10+	iPress10	iPress6	
<b>Jambes</b>	Pathologies veineuses	Insuffisance veineuse	Jambes lourdes sans varices	Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
			Ulcères veineux +/- cicatrisés	Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
			Prévention TVP	Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
			Insuffisance veineuse chronique (perforantes)	Effleurage double	6	25min/40mmHg	✓	✓	✓	
		Troubles circulatoires	Varices+IMC normal	Effleurage simple	2	25min/40mmHg	✓	✓	✓	
			Varices+IMC >30	Effleurage large	5	25min/40mmHg	✓	✓	✓	
			Syndrome post-thrombotique	Effleurage double	6	25min/40mmHg	✓	✓	✓	
	Œdèmes	Oedeme inflammatoire/post-traumatique		Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
	Lymphœdème	Thérapie décongestive	Phase décongestion	Appel-Résorption large	7-9(6)	25min/50mmHg	✓	✓	✓	
			Phase consolidation LO	Drainage péristaltique	3	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
		Récidive LO		Résorption détente	4	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
		LO persistant		Fragmentation	10	50min/50mmHg	✓	✓		
		LO transitoire/prévention LO		Appel-Résorption large	7-9(6)	25min/50mmHg	✓	✓		
	Bien-être	Elimination des toxines		Drainage péristaltique	3	25min/30mmHg	✓	✓		
		Détente		Résorption détente	4	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
		Récupération sportive		Résorption détente	4	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
		Récupération sportive intense		Drainage péristaltique	3	25min/30mmHg	✓	✓		
	<b>Bras</b>	Lymphœdème	Thérapie décongestive	Phase décongestion	Appel-Résorption	11	25min/50mmHg	✓	✓	✓
				Phase consolidation LO secondaire	Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓	✓
LO persistant				Fragmentation	10	50min/50mmHg	✓	✓		
		LO transitoire		Appel-Résorption	8	25min/50mmHg	✓	✓		
Oedème		Oedeme inflammatoire/post-traumatique		Résorption	1	25min/30mmHg	✓	✓		
Bien-être		Détente		Résorption détente	4	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
		Récupération sportive		Résorption détente	4	25min/30mmHg	✓	✓	✓	
	Récupération sportive intense		Drainage péristaltique	3	25min/30mmHg	✓	✓			
<b>Abdomen</b>	Bien-être	Détente		Résorption détente	4	25min/40mmHg	✓	✓		
	Bien-être	Massage stimulant		Résorption	1	25min/50mmHg	✓	✓	✓	
	Paresse intestinale			Résorption	1	25min/50mmHg	✓	✓	✓	