

## PRÉSENTATION DES PROGRAMMES IPRESS



	Famille de pathologie	Pathologie	Nom du programme	Tps/Pression	iPress 10C	iPress 6C
<b>Jambes</b>	Pathologies veineuses	Jambes lourdes sans varices	Resorption	25min/30mmHg	✓	✓
		Jambes lourdes avec varices et/ou obésité	Effleurage simple	25min/40mmHg	✓	✓
		Jambes lourdes avec varices et obésité importante	Effleurage large	25min/40mmHg	✓	✓
		Insuffisance veineuse chronique	Effleurage double	25min/40mmHg	✓	✓
	Lymphœdème	Lymphœdème transitoire	Appel-Résorption	25min/50mmHg	✓	✓
		Lymphœdème persistant	Fragmentation	25min/50mmHg	✓	
	Cellulite	Méthode drainage	Resorption péristaltique	25min/30mmHg	✓	
		Méthode appel	Appel-Résorption	25min/50mmHg	✓	
	Bien-être	Massage drainant	Resorption péristaltique	25min/30mmHg		✓
		Massage détente récupération	Résorption détente	25min/30mmHg		✓
		Détente	Résorption détente	25min/30mmHg	✓	
	<b>Bras</b>	Lymphœdème	Lymphœdème transitoire	Fragmentation	25min/50mmHg	
			Appel-Résorption	25min/50mmHg	✓	
Lymphœdème persistant		Fragmentation	25min/50mmHg	✓		
Oedème		Oedème distal + segmentaire 1/3 zone inférieure	Résorption	25min/30mmHg		✓
		Oedème distal + segmentaire augmentation du temps augmentation des passages	Résorption	25min/30mmHg	✓	
	Massage	Resorption	25min/30mmHg	✓	✓	
<b>Abdomen</b>	Paresse intestinale	Resorption	25min/50mmHg	✓	✓	